



ВИРОБНИК:

Ultragel Hungary 2000 Kft.

1211 Будапешт

вул. Текерчелю, 12

Угорщина



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Aqualaser IPL гель для лазерних та IPL процедур

Aqualaser IPL Laser Gel - гель високої в'язкості був розроблений спеціально для процедур з використанням лазера. Він має підвищені показники переломлення у порівнянні із стандартними гелями для УЗД.

Гель не містить жирів, легко видаляється, повністю розчиняється у воді, не подразнює шкіру, захищений від висихання, без запаху. Він є гіпоалергенним та не містить активних речовин, що можуть пошкодити обладнання. Використані консерванти є нетоксичними та застосовуються виключно у рамках закону. Не містить солі та формальдегіду.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Гель готовий для використання.
- Очистіть та знежиріть шкіру пацієнта.
- Нанесіть необхідну кількість гелю.
- Під'єднайте та використовуйте апарат у відповідності з інструкцією виробника.
- Після закінчення процедури зітріть усі залишки гелю паперовою салфеткою або марлею, змоченою водою.
- Якщо на надчутливій шкірі пацієнта з'явилися ознаки подразнення, припиніть використання гелю.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Тільки для зовнішнього використання.
- Продукт не стерильний.
- Не використовуйте гель на шкірі, що пошкоджена подряпинами, еритемою або ранною.
- Закрийте пляшку після використання.
- Може викликати подразнення або почервоніння у людей, що страждають від алергії.
- При попаданні в очі може викликати подразнення.
- Лікаря з чутливою шкірою необхідно вдягнути захисні рукавички під час використання.
- Не використовуйте гель після дати «використати до», що вказана на пляшці.

СКЛАДНИКИ: вода, карбомер, гідроокис натрія, EDTA (динатрієва сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти), метилізотіазолінон, метилхлороізотіазолінон, бензиловий спирт.

ПАКУВАННЯ продукт поставляється у наступних варіантах упаковки:

Картонний ящик з 25/35 пляшками по 260 гр.

Картонний ящик з 24 пляшками по 500 гр.

Картонний ящик з 10 пляшками по 1000 гр.

Картонний ящик з 4 контейнерами по 5000 гр.

Картонний ящик з 4 каністрами по 5000 гр.





Ultragel

Штамп Ultragel Hungary 2000 Kft.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в темному місці при кімнатній температурі. Тримайте упаковку подалі від прямих сонячних променів та джерел УФ випромінювання.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

36 місяців з дати виробництва

ГАРАНТІЙНА ЗАЯВА

Ultragel гарантує, що цей продукт відповідає вимогам Директиви 93/42/ЕЕС та був вироблений із додержанням процедур системи якості Ultragel, яка сертифікована на відповідність стандарту ISO 9001:2008.

Виробник не несе відповідальності за пряму або непряму шкоду, що заподіяна внаслідок неправильного функціонування зазначених вище продуктів, в разі, якщо не дотримано інструкції з використання. Ми рекомендуємо вчасно повідомляти про будь-які несправності або дефекти продукту до служби з контролю якості ULTRAGEL.

Штамп Ultragel Hungary 2000 Kft.

Підпис Генерального директора Ultragel Hungary 2000 Ltd.

Mr. Balazs Komaromy

